

PORTA FILTRO INFAXPAPER

Registro Anvisa: 80906620002

TAMANHOS:

26.3mm X 30 mm

26 mm X 31 mm

29 mm X 34 mm

30 mm X 33.5mm

30 mm X 34 mm

40 mm X 43.5mm

45 mm X 48.5mm



CONTEÚDO EMBALAGEM: 1 unidade.

COMPOSIÇÃO: Poliestireno

***Produto não acompanha o Elemento Filtrante que deve ser comprado separadamente**

O **PORTA FILTRO PARA ESPIROMETRIA INFAXPAPER** é utilizado em conjunto com o elemento filtrante em exames para avaliação da atividade pulmonar (Espirometria). Ele impede que contaminantes físicos sejam carregados pela tubulação do espirômetro, evitando que essas partículas cheguem ao sensor de fluxo e aos circuitos internos. Além disso, o porta filtro minimiza a turbulência do fluxo do ar no ato do exame de espirometria ou na análise total do pulmão.

INSTRUÇÕES DE USO:

- Retirar o produto da embalagem;
- Inserir o Elemento Filtrante e fechar o produto;
- Conectar o filtro ao aparelho de espirometria;
- Proceder com o exame;
- Descartar o elemento filtrante após o uso;
- Fazer assepsia no porta filtro para posterior reutilização

PROCEDIMENTOS PARA MANTER A HIGIENE DO PORTA FILTRO:

- Retirar o elemento filtrante que esteja dentro do porta filtro, utilize uma solução de água destilada e detergente neutro (coloque em um copo de 200 ML uma solução de água destilada e uma colher de sopa de detergente neutro), mergulhe e deixe o suporte nesta solução por um período de 20 a 30 minutos.
- Logo após, enxágue em água corrente.
- Ao retirar dessa solução mergulhe o suporte em uma solução germicida diluída em água destilada, em uma concentração a 2% (98% água e 2% germicida) por um período de 20 a 30 minutos.
- Enxágue em água corrente e deixe secar sobre um papel toalha.
- O elemento filtrante deve ser trocado a cada paciente.

PRECAUÇÕES DE USO:

A indicação quanto ao uso do produto deve ser recomendado pelo médico.

Somente utilizar o produto se o mesmo estiver íntegro e dentro do prazo de validade.

O produto não causa efeitos colaterais, de acordo com a finalidade de uso. Sugere-se que seja utilizado por profissional devidamente habilitado.

CUIDADOS ARMAZENAGEM E TRANSPORTE:

No transporte e manuseio do produto, tomar as devidas precauções, para que não ocorra danificação na embalagem e no produto.



O produto deve ser armazenado em local limpo e seco e em temperatura até 40° Celsius e umidade relativa do ar de até 60%.

PRAZO DE VALIDADE: 5 ANOS

Artigo médico hospitalar NÃO ESTÉRIL

Juliano Lindenberg Cordeiro

Responsável Técnico

CRF/PR 21594