

## BOCAL DESCARTÁVEL INFAXPAPER

Registro Anvisa: 80906620003



### APRESENTAÇÃO

60mm X 20mm X 22mm	70mm X 20mm X 22mm	70mm X 23mm X 25mm
70mm X 26mm X 27.8mm	70mm X 28mm X 30mm	70mm X 28.5mm X 30.5mm
70mm X 30mm X 32mm	80mm X 28mm X 30mm	80mm X 30mm X 32mm
55mm X 8mm X 9,6mm	65mm X 9mm X 11mm	65mm X 9.5mm X 11.5mm
65mm X 10mm X 12mm	65mm X 10.5mm X 12.5mm	65mm X 11mm X 13mm
65mm X 11.5mm X 13.5mm	65mm X 12mm X 14mm	65mm X 12.5mm X 14.5mm
65mm X 13mm X 15mm	65mm X 13.5mm X 15.5mm	65mm X 14mm X 16mm
65mm X 14.5mm X 16.5mm	65mm X 15mm X 17mm	65mm X 15.5mm X 17.5mm
65mm X 16mm X 18mm	65mm X 16.5mm X 18.5mm	65mm X 17mm X 19mm
65mm X 17.5mm X 19.5mm	65mm X 18mm X 20mm	65mm X 18mm X 20.2mm
65mm X 18.5mm X 20.5mm	65mm X 19mm X 21mm	65mm X 19.5mm X 21.5mm

65mm X 20mm X 22mm	65mm X 20.5mm X 22.5mm	65mm X 21mm X 23mm
65mm X 21.5mm X 23.5mm	65mm X 22mm X 24mm	65mm X 22.5mm X 24.5mm
65mm X 23mm X 25m	65mm X 23.5mm X 25.5mm	65mm X 24mm X 26mm
65mm X 24.5mm X 26.5mm	65mm X 25mm X 27mm	65mm X 25.4mm X 27.3mm
65mm X 25.5mm X 27.5mm	65mm X 26mm X 27.8mm	65mm X 26mm X 28mm
65mm X 26.5mm X 28.5mm	65mm X 27mm X 29mm	65mm X 27.5mm X 29.5mm
65mm X 28mm X 30mm	65mm X 28.5mm X 30.5mm	65mm X 29mm X 31mm
65mm X 29.5mm X 31.5mm	65mm X 30mm X 32mm	65mm X 30.5mm X 32.5mm
65mm X 31mm X 33mm	65mm X 31.5mm X 33.5mm	65mm X 32mm X 34mm
65mm X 32.5mm X 34.5mm	65mm X 33mm X 35mm	65mm X 33.5mm X 35.5mm
65mm X 34mm X 36mm	65mm X 34.5mm X 36.5mm	65mm X 35mm X 37mm
65mm X 35.5mm X 37.5mm	65mm X 36mm X 38mm	65mm X 36.5mm X 38.5mm
65mm X 37mm X 39mm	65mm X 37.5mm X 39.5mm	65mm X 38mm X 40mm
65mm X 38.5mm X 40.5mm		

**CONTEÚDO EMBALAGEM:** 50 unidades embaladas individualmente com BOPP (polipropileno biorentado).

**COMPOSIÇÃO:** Papel semi-Kraft branco específico para uso oral e cola atóxica (a base de mandioca) sem adição de produtos químicos.

**INSTRUÇÕES DE USO:**

- Conectar o bocal descartável na turbina do espirômetro/ ou ao filtro bacteriológico.
- Proceder com o exame e descartar após o uso.

**PRECAUÇÕES DE USO:**

A indicação quanto ao uso do produto deve ser recomendado pelo médico.

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.

O produto não causa efeitos colaterais, de acordo com a finalidade de uso.

Sugere-se que seja utilizado por profissional devidamente habilitado.

**CUIDADOS ARMAZENAGEM E TRANSPORTE:**

No transporte e manuseio do produto, tomar as devidas precauções, para que não ocorra danificação na embalagem e no produto.

O produto deve ser armazenado em local limpo e seco e em temperatura até 40° Celsius e umidade relativa do ar de até 60%.

**PRAZO DE VALIDADE: 5 ANOS**

**Artigo médico hospitalar NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO**



**Juliano Lindenberg Cordeiro**

**Responsável Técnico**

**CRF/PR 21594**