

**FICHA TÉCNICA**  
**FILTRO DESCARTÁVEL INFAXPAPER**

Registro Anvisa: 80906620001

**TAMANHOS:**

**FD1** - FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 27MM X 29,5MM – CINZA  
(*Similar MultSpiro*)

**FD2** - FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 26,5MM X 30,5MM – BRANCO  
(*Similar Cosmed/ Microquark Adulto / Pony Fx*)

**FD3** -FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 30MM X 33,5MM – LARANJA  
(*Similar MIR / Spirobank / Mini Spir / Spirolab/ Spiro USB Tamussino*).

**FD4** -FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 30MM X 34MM – MARFIM  
(*Similar Microlab/ Spida/ Microplus/ Micromedical/ Vitalograph/ Contec/ D/ML – 3300*).

**FD5** -FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 45,3MM X 48,3MM – VERDE  
(*Similar KOKO*)

**FD6** -FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 25,5MM X 28MM – LILÁS  
(*Similar Sibelmed*)

**FD7**- FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 29MM X 34MM – AZUL (*Similar Spiro Spectrum (Neurosoft) / Jaeger / Masterscope / Vmax / MasterScreen IOS/ Microcard/ Vyaire MasterScreen IOS*).

**FD8** -FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 30,4MM x 32MM - VERDE CLARO (*Similar Geratherm*)

**FD9** - FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 32,5MM X 36,4MM – AZUL CLARO (*Similar Plestimógrafo / NEUMOFILT*).



**Infaxpaper Bobinas e Bocais**

**CNPJ 11.336.271/0001-39 Insc. Estadual 90502467-17**

Rua João Dalegrave,343 Bacacheri – Curitiba – PR CEP 82.520-660 Telefone: (41) 3263-2763/ (41) 9 8803-6250

Email: [vendas@infixpaper.com.br](mailto:vendas@infixpaper.com.br) Site: [www.infixpaper.com.br](http://www.infixpaper.com.br)

**CONTEÚDO EMBALAGEM:** Caixa com 50 ou 100 unidades.

**COMPOSIÇÃO:** Corpo: Poliestireno e o Elemento filtrante: “Tecido-não-Tecido”.

O FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA INFAXPAPER (função pulmonar) bacteriano e anti-viral é utilizado em exames para avaliação da atividade pulmonar (Espirometria). Ele impede que contaminantes físicos sejam carregados pela tubulação do espirômetro, evitando que essas partículas cheguem ao sensor de fluxo e aos circuitos internos. Além disso, o filtro minimiza a turbulência do fluxo do ar no ato do exame de espirometria ou na análise total do pulmão. Eficiência de filtração: BFE 99,9% e VFE 99,9%

**Instruções de uso:**

- Retirar o produto da embalagem;
- Conectar o filtro ao aparelho de espirometria;
- Proceder com o exame;
- Descartar o filtro após o uso;

**PRECAUÇÕES DE USO:**

A indicação quanto ao uso do produto deve ser recomendada pelo médico. Somente utilizar o produto se o mesmo estiver íntegro.

**CUIDADOS ARMAZENAGEM E TRANSPORTE:**

No transporte e manuseio do produto, tomar as devidas precauções, para que não ocorra danificação na embalagem e no produto. O produto deve ser armazenado em local limpo e seco e em temperatura até 40º Celsius e umidade relativa do ar de até 60%.

**PRAZO DE VALIDADE:** 5 ANOS

Artigo médico hospitalar NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO.



Juliano Lindenberg Cordeiro  
Responsável Técnico  
CRF/PR 21594

**Infaxpaper Bobinas e Bocais**

CNPJ 11.336.271/0001-39 Insc. Estadual 90502467-17

Rua João Dalegrave,343 Bacacheri – Curitiba – PR CEP 82.520-660 Telefone: (41) 3263-2763/ (41) 9 8803-6250

Email: [vendas@infaxpaper.com.br](mailto:vendas@infaxpaper.com.br) Site: [www.infaxpaper.com.br](http://www.infaxpaper.com.br)